




Изложница из чугуна для отливки серебряных анодов

12,5 ✓(✓)

Размеры в мм *Александр Зейна Александр*



Края выстки изложницы должны быть обязательно фасованные для легкого извлечения анода

Листов примен. 1  
Склад №  
487  
Взам. инв. №  
Инв. № дробл.  
Подп. и дата  
И-в. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.							90,94	1:4
Провер.								
Технический контроль								
Начальник цеха								
Удобр.								
Изложница для серебра							Лист	Листов
								1

Копировал

Формат А3